

**Подголовник с регулировкой угла наклона**

**OSD-100V**



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



Данное изделие соответствует СЕЕ европейской Директиве 93/42/СЕЕ



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- **ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.**
- **ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.**
- **ПЕРЕД ЕСПОЛЬЗОВАНИЕМ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОДГОЛОВНИК ОТРЕГУЛИРОВАН.**

## **1. ОПИСАНИЕ.**

Подголовник с регулировкой угла наклона принадлежит к 1-у классу медицинских изделий. Предназначен для людей, нуждающихся в изменении положения из лежачего в положение сидя. Подголовник имеет пять вариантов угла наклона, не поддается коррозии.

## **2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ**

**Длина: 70 см**

**Высота: 48 см**

**Глубина: 49 см**

**Регулировка высоты (угла наклона): от 24 до 48 см**

**Размеры в сложенном виде (Ш x Г x В): 70 x 50 x 8 см**

**Вес: 3,4 кг**

**Максимальная нагрузка: 70 кг.**

## **3. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

- Всегда перед эксплуатацией изделия проверяйте его техническое состояние;
- Периодически осматривайте подголовник на наличие видимых повреждений; в случае обнаружения неисправностей **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** изделие;
- В случае смены пользователя рекомендуется подголовник тщательно мыть и дезинфицировать во избежание перекрестных инфекций;
- Мыть тёплой водой с “мягкими” моющими средствами. Не применяйте при чистке растворители и абразивные вещества, после мытья протрите насухо.

Виробник: HONG KY CO., LTD.  
BINH CHUAN PRODUCTION  
ZONE 7200, BINH DUONG  
PROVINCE, VIETNAM  
Імпортёр: ТОВ “ОСД Східна  
Європа”, м. Київ

[osd.import@gmail.c](mailto:osd.import@gmail.com)

[om](http://osd.com)

CP	9405/2010
	24.03.2010

#### **4. ГАРАНТИЯ**

1. Гарантийный ремонт проводится только в течении гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии только в следующих случаях:

- а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;
- б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);
- в) если изделие используется не по назначению;

3. Гарантия не распространяется на:

- а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;
- б) повреждения вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- в) неисправности вызванные бытовыми факторами (перепад напряжения в сети) или в результате неправильного подключения к сети.

**Товар обмену подлежит только в случае неисправности.**

Дата продажи \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_