



## **ПРИКРОВАТНЫЙ СТОЛИК НА КОЛЕСАХ НСР-1700V**

### **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**



**Мы признательны вам за приобретение нашего изделия. Вся наша продукция спроектирована и изготовлена из материалов наивысшего качества, чтобы предложить максимальный комфорт и безопасность пользователю.**

**Дополнительную информацию о продукции компании OSD вы можете получить у регионального дилера.**



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

- ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ЭСКАЛАТОРАХ И ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖКАХ.
- НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА СТОЛИК. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ И НЕ РАСЧИТАН НА НАГРУЗКУ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПАДЕНИЯ ПРИКРОВАТНОГО СТОЛИКА.
- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ГАРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ, ОСОБЕННО СИГАРЕТ. ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛИКА ИЗГОТОВЛЕНА НЕ ИЗ ОГНЕСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА.

### **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ОПИСАНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
3. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
5. ДИРЕКТИВА 93/42 СЕЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
6. ГАРАНТИЯ

## 1. ОПИСАНИЕ

Прикроватный столик **НСР-1700V** приспособлен для использования, как в домашних, так и в больничных условиях. Позволяет пациенту осуществлять ежедневную бытовую деятельность. Например, прием пищи в постельном режиме. Прикроватный столик оснащен специальной базой на четырех колесах для удобного перемещения и расположения в помещении. Тормоза на колесах позволяют сохранять устойчивость столика.

## 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры стола:	60x40 см
Высота стола от пола:	61/115 см
Ширина окантовки стола:	0.5 см
Габариты базы стола:	57x53 см
Высота базы от пола:	10.5 см

## 3. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

Прикроватный столик **НСР-1700V** до начала эксплуатации необходимо отрегулировать по высоте; а также выставить необходимый угол наклона в зависимости от требований пациента.



### **Чтоб открыть или закрыть столик необходимо:**

Оттяните защелку, расположенную на внутренней стороне базы столика; разложите стол так, чтоб он стал перпендикулярно относительно базы. Если услышали щелчок, значит стол зафиксирован. Отвинтите зажим в верхней части опоры базы и выставьте требуемую высоту стола. Оттяните защелку, расположенную на внутренней стороне основы стола и отрегулируйте угол наклона столика. Щелчок подтверждает, что фиксация угла наклона окончена.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЩЕЛКИ УСТАНОВЛЕНЫ НАДЕЖНО, И НЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ВЫСКАКИВАНИЯ.

#### 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

##### **Рама и металлические детали**

Всегда держите прикроватный столик в чистоте, что обеспечит длительную работу изделия. Металлические части мыть водой с использованием мягких моющих средств. Не применяйте растворителей и абразивных препаратов. Вытирать после мойки сухим мягким ветошем.

##### **Колеса и тормоза**

Торможение зависит от кондиции колес, поэтому постоянно осматривайте и колеса, и тормозной механизм. Грязь и посторонние предметы могут привести к ухудшению работы, а также поломке колес либо тормозов. Следовательно, регулярно удаляйте мусор, грязь и т. д. с колес с помощью щетки.

Дополнительно:

- Данный продукт относится к классу 1-у классу медицинских неинвазивных изделий;
- Не относится к измерительным изделиям;
- Не предназначено для клинических исследований;
- Не предусматривает стерильной упаковки.

Виробник: HONG KY CO., LTD.  
BINH CHUAN PRODUCTION  
ZONE 7200, BINH DUONG  
PROVINCE, VIETNAM  
Імпортер: ТОВ "ОСД Східна  
Європа", м. Київ

[osd.import@gmail.c](mailto:osd.import@gmail.com)

[om](http://osd.com)

CP	9405/2010
	24.03.2010

## **6. ГАРАНТИЯ**

1. Гарантийный ремонт проводится только в течении гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии только в следующих случаях:

а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;

б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);

в) если изделие используется не по назначению;

3. Гарантия не распространяется на:

а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;

б) повреждения вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей;

в) неисправности, вызванные бытовыми факторами (перепад напряжения в сети) или в результате неправильного подключения к сети.

**3. Товар обмену подлежит только в случае неисправности.**

**Дата продажи** \_\_\_\_\_

**МП** \_\_\_\_\_