



ПРИКРОВАТНЫЙ СТОЛИК НА КОЛЕСАХ НСР-1700V

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мы признательны вам за приобретение нашего изделия. Вся наша продукция спроектирована и изготовлена из материалов наивысшего качества, чтобы предложить максимальный комфорт и безопасность пользователю.

Дополнительную информацию о продукции компании OSD вы можете получить у регионального дилера.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.
- ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО УСТРОЙСТВО НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В СЛУЧАЕ ИЗНОСА ИЛИ В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ЭСКАЛАТОРАХ И ДВИЖУЩИХСЯ ДОРОЖКАХ.
- НЕ ОПИРАЙТЕСЬ НА СТОЛИК. ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ И НЕ РАСЧИТАН НА НАГРУЗКУ. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПАДЕНИЯ ПРИКРОВАТНОГО СТОЛИКА.
- ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ГАРЯЧИХ ИСТОЧНИКОВ, ОСОБЕННО СИГАРЕТ. ПОВЕРХНОСТЬ СТОЛИКА ИЗГОТОВЛЕНА НЕ ИЗ ОГНЕСТОЙКОГО МАТЕРИАЛА.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
3. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
5. ДИРЕКТИВА 93/42 СЕЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
6. ГАРАНТИЯ

1. ОПИСАНИЕ

Прикроватный столик **НСР-1700V** приспособлен для использования, как в домашних, так и в больничных условиях. Позволяет пациенту осуществлять ежедневную бытовую деятельность. Например, прием пищи в постельном режиме. Прикроватный столик оснащен специальной базой на четырех колесах для удобного перемещения и расположения в помещении. Тормоза на колесах позволяют сохранять устойчивость столика.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------|-----------|
| Размеры стола: | 60x40 см |
| Высота стола от пола: | 61/115 см |
| Ширина окантовки стола: | 0.5 см |
| Габариты базы стола: | 57x53 см |
| Высота базы от пола: | 10.5 см |

3. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

Прикроватный столик **НСР-1700V** до начала эксплуатации необходимо отрегулировать по высоте; а также выставить необходимый угол наклона в зависимости от требований пациента.



Чтоб открыть или закрыть столик необходимо:

Оттяните защелку, расположенную на внутренней стороне базы столика; разложите стол так, чтоб он стал перпендикулярно относительно базы. Если услышали щелчок, значит стол зафиксирован. Отвинтите зажим в верхней части опоры базы и выставьте требуемую высоту стола. Оттяните защелку, расположенную на внутренней стороне основы стола и отрегулируйте угол наклона столика. Щелчок подтверждает, что фиксация угла наклона окончена.

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЩЕЛКИ УСТАНОВЛЕНЫ НАДЕЖНО, И НЕТ ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ВЫСКАКИВАНИЯ.

4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рама и металлические детали

Всегда держите прикроватный столик в чистоте, что обеспечит длительную работу изделия. Металлические части мыть водой с использованием мягких моющих средств. Не применяйте растворителей и абразивных препаратов. Вытирать после мойки сухим мягким ветошем.

Колеса и тормоза

Торможение зависит от кондиции колес, поэтому постоянно осматривайте и колеса, и тормозной механизм. Грязь и посторонние предметы могут привести к ухудшению работы, а также поломке колес либо тормозов. Следовательно, регулярно удаляйте мусор, грязь и т. д. с колес с помощью щетки.

Дополнительно:

- Данный продукт относится к классу 1-у классу медицинских неинвазивных изделий;
- Не относится к измерительным изделиям;
- Не предназначено для клинических исследований;
- Не предусматривает стерильной упаковки.

Виробник: HONG KY CO., LTD.
BINH CHUAN PRODUCTION
ZONE 7200, BINH DUONG
PROVINCE, VIETNAM
Імпортер: ТОВ "ОСД Східна
Європа", м. Київ

[osd.import@gmail.c](mailto:osd.import@gmail.com)

[om](http://osd.com)

| | |
|----|------------|
| CP | 9405/2010 |
| | 24.03.2010 |

6. ГАРАНТИЯ

1. Гарантийный ремонт проводится только в течении гарантийного срока.

2. Изделие снимается с гарантии только в следующих случаях:

а) нарушение правил эксплуатации изложенных в инструкции;

б) при наличии следов постороннего вмешательства (попытка самостоятельного ремонта изделия);

в) если изделие используется не по назначению;

3. Гарантия не распространяется на:

а) механические повреждения или повреждения в результате транспортировки;

б) повреждения вызванные попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей;

в) неисправности, вызванные бытовыми факторами (перепад напряжения в сети) или в результате неправильного подключения к сети.

3. Товар обмену подлежит только в случае неисправности.

Дата продажи _____

МП _____